


組織粉碎システム



RIGENERA
Micrografting Technology

hbw^{sr1}
human brain wave

採取した組織を
機械的に簡単に素早く粉碎



リジェネラ組織粉碎機

■ リジェネラⅢ

製品番号:N4SA

(幅:120mm 高さ:360mm 奥行:180mm)

専用カートリッジであるリジェネラコンに採取した自家組織を入れ、50 μ m前後に粉碎します。臨床場において、事前の準備を必要とせず、簡単・素早く・安全に、自家組織を50 μ m前後に粉碎し微細化した組織片を含んだマイクログラフトとなる微細組織懸濁液(micronized tissue suspension)を提供します。

リジェネラ・カートリッジ



■リジェネラコンAS

製品番号: 7945AS-II
(10個/箱)



■リジェネラコンOS

製品番号: 7945OS-II
(5個/箱)



■リジェネラコンRS

製品番号: 7945RS
(5個/箱)



■リジェネラコン16mL

製品番号: 79555S/79560S
(5個/箱)

附属品一覧



■ホルダー・アダプターセット(ロング Type B)

製品番号: HOAD-LB
対応製品: リジェネラコンAS, リジェネラコンOS, リジェネラコンRS



■ホルダー・アダプターセット(ショート)

製品番号: HOAD-S
対応製品: リジェネラコン16mL

